

HbO-Smart





HbO-Smart ist das neueste Fingerspitzen-Pulsoximeter von Drive DeVilbiss International und für den Einsatz in Haushalten oder Krankenhäusern bestimmt. Es ermöglicht die nicht invasive Messung von Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz und Perfusionsindex.

HbO-Smart gewährt neben der Auswahl von vier optionalen Bildschirmen die zusätzliche Einstellung von Benutzeralarmen. Somit bietet dieses neue, stylische Gerät alles, was Sie von einem modernen Pulsoximeter zur täglichen Spot-Check Messung erwarten können. Anwendbar sowohl bei Kindern, als auch bei Erwachsenen.

TECHNISCHE DATEN

Display	OLED Farbdisplay
Abmessungen	65 mm x 35 mm x 30 mm
Sauerstoffsättigung	
Bereich	70 - 99%
Genauigkeit	80 - 99% / ±2%
Auflösung	1%
Pulsrate	
Bereich	30 bpm - 240 bpm
Genauigkeit	± 2 %
Auflösung	1 bpm
Perfusionsindex	
	0,3 - 20%
Batterie	2 x AAA
Batterielaufzeit	25 Stunden
Stromverbrauch	< 30mA



SpO2, Pulsfrequenz und Pulsfrequenzbalken, Plethysmographische Kurvenform, Perfusionsindex (PI) und Batteriestatus

Durch das mitgelieferte Zubehör ist HbO-Smart sofort einsatzbereit.



Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0
kontakt@devilbisshc.com

www.drivedevilbiss-int.com

